

# Plastalume® Armboards

I.V. armboards ont été conçus en mousse à cellules fermées pour plus de durabilité et de confort. Sans latex et malléable aux contours faciles. Utilisez pour stabiliser les lignes intraveineuses, en particulier en unité de soins intensifs néonatales.

- 5 tailles disponibles avec jersey
- 7 tailles disponibles sans jersey
- Sans latex
- Produit en mousse à cellules fermées
- malléable
- Idéal pour une utilisation néonatale



Réf. N°	Taille (inches)	Taille (cm)
10410	2.25 x .75	5.7 x 1.9
10415	3.25 x .75	8.3 x 1.9
10411	4 x 1	10.2 x 2.5 cm
10414	4.5 x 1.5	11.4 x 3.8
10416	6 x 1.5	15.2 x 3.8
10417	8 x 2.125	20.4 x 5.4
10418	10 x 2.25	25.4 x 5.7
<b>10431</b>	4 x 1	10.2 x 2.5 cm
<b>10434</b>	4.5 x 1.5	11.4 x 3.8
<b>10436</b>	6 x 1.5	15.2 x 3.8
<b>10437</b>	8 x 2.125	20.4 x 5.4
<b>10438</b>	10 x 2.25	25.4 x 5.7

Item numbers in bold are with stockinette.



[www.brownmed.com](http://www.brownmed.com)

Distributed by: