


Laufband ergosprint

Laufband



Abbildungen zeigen Sonderausstattung.



Laufband ergosprint

Laufband



Abbildungen zeigen Sonderausstattung.



Laufband ergosprint

Technische Daten

Gerätename	Laufband ergosprint	Laufband ergosprint P	
Steuerung	über integrierte Schnittstelle kein Display, keine Tastatur	über Benutzer-Terminal mit Tastatur und Display, integrierte Schnittstelle	
Lauffläche	Länge: 150 cm, Breite: 50 cm Aufstiegshöhe ca. 23 cm Laufgurt mit rutschhemmender Oberfläche		
Geschwindigkeit	0,5 – 18,0 km/h (in 0,1 km/h Schritten) optional gegen Aufpreis: 0,0 – 22,0 km/h		
Beschleunigung	7 Beschleunigungs-/Verzögerungsstufen zwischen 131 s und 3 s von 0 auf max. bzw. von max. auf 0		
Steigung	0 – 20 % optional gegen Aufpreis: 0 – 25 %		
Antriebsmotor	2,2 kW (3 PS) Drehstrom 3-Phasen AC Motor, wartungsfrei und bürstenlos		
Kraftübertragung	Frequenzumrichter, Keilrippenriemen, sehr leise & laufruhig		
Sicherheit	CE0123; Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG, Maschinen Richtlinie 2006/42/EG; ISO 20957-1; EN 957-6; EN 14971; EN ISO 13485; IEC60601-1, EN 60601-1-2 (EMV geprüft), IEC 62304; Not-Aus-Drucktaster mit Pilzknopf (Antrieb stromlos); Not-Aus-Einrichtung Sicherheitsabschaltung über Zugschnur mit Clip; Potential-Ausgleichsbolzen; Netzpotential-Isolations-Transformator		
Schutzklasse/Schutzart	Klasse I/Typ B/IP 00		
Klassifizierung	Medizinprodukt Risikoklasse IIb gemäß MDD 93/42/EWG, aktives therapeutisches Medizinprodukt und aktives diagnostisches Medizinprodukt		
Digitale Schnittstelle	1 x RS 232 Com1 mit 9600 bps incl. PC-Protokoll h/p/cosmos® coscom v3/v4		
Stromanschluss	200 – 240 Volt AC 1~/N/PE 50/60 Hz 16A, Typ C Sicherung; eigener Stromkreis mit eigener Absicherung		
Patientengewicht	max. 250 kg		
Zubehör			
Sicherheit	Sicherheitsbügel mit Haltegurt und Reißleine		
Handlauf-Option	Handlauf lang (1540 mm und damit über die gesamte Bandlänge)		
Maße und Gewichte (Laufband)		Maße und Gewichte (Laufband mit Verpackung)	
Länge	209 (+/-1) cm	Länge	230 cm
Breite	86 (+/-1) cm	Breite	110 cm
Höhe	131 (+/-1) cm	Höhe	98 cm
Nettogewicht Gerät	ca. 211 kg	Bruttogewicht Gerät	ca. 275 – 300 kg (je nach Verpackungsart und Transportweg)
Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.			