



Spirometer für die Allgemein- und Arbeitsmedizin

Vitalograph®
Ihr Spirometrie-Partner

Vitalograph micro™

Das beste Spirometer unter den Günstigen.



Vitalograph Pneumotrac-USB

Das PC-basierte Spirometer für die Allgemein- und Arbeitsmedizin.



Vitalograph ALPHA-Serie

Mit oder ohne PC einsetzbar dank integriertem Thermodrucker.
Einfachste Bedienung.

- ALPHA IV
- ALPHA-Connect





Vitalograph Pneumotrac-USB

Das PC-Spirometer für die Allgemein- und Arbeitsmedizin.

Das handliche Vitalograph Pneumotrac-USB wird komplett mit attraktiver Hard- und Software geliefert und direkt an Ihren Laptop oder PC angeschlossen. Die nachhaltige Messtechnologie vom Typ „Fleisch-Pneumotachograph“ zeichnet sich neben absoluter Genauigkeit durch Langlebigkeit und geringe Folgekosten aus. Sie sparen teure Einweg-Messköpfe, -Turbinen und -Spiretten. Die Hygiene ist dank Bakterien-Viren-Filter optimal sichergestellt.

Die clevere Diagnose-Software Vitalograph Spirotrac® V mit tollen Animationen ist einfach zu bedienen und eignet sich optimal für die Erhebung, Speicherung und Analyse von Langzeitdaten Ihrer Patienten.

Über die integrierte GDT-Schnittstelle ist eine Einbindung in alle gängigen Praxissoftwareprogramme möglich.



Leistungsmerkmale des Vitalograph Pneumotrac-USB

- Attraktiv designtes Spirometer in handlicher Abmessung
- Nachhaltige und hygienische Messtechnologie ohne teure Einweg-Messköpfe, -Turbinen und -Spiretten.
- Offizieller Spirometrie-Partner des TÜV-Rheinland
- Clevere Diagnose-Software mit tollen Animationen, Echtzeitkurven, Interpretation und Therapieverlauf
- In Praxissoftware einbindbar via GDT-Schnittstelle
- Alle Parameter für EBM, DMP und Arbeitsmedizin
- Neue GLI Spirometrie-Sollwerte



Geeignet für alle gängigen Praxissoftware-Systeme, z.B.:

- ✓ Albis
- ✓ COMPUMED M1
- ✓ ERGONOMED / PROFIMED
- ✓ x.comfort/x.concept/x.isynet
- ✓ ISIS MED
- ✓ MEDISTAR
- ✓ TURBOMED
- ✓ SAMAs
- ✓ Medisoft

Bestellinformationen

77703 Vitalograph Pneumotrac-USB

36020 Kalibrationspumpe 3-Liter für Praxis-QM (optional)

28350 BVF™ Bakterien-Viren-Filter mit Mundstück (50)

20303 Einmal-Nasenklemmen (200)

Vitalograph ALPHA IV

Das am einfachsten zu bedienende Spirometer weltweit.
Kein PC erforderlich.

Das Vitalograph ALPHA IV zeichnet sich vor allem durch seine einfache Bedienung aus: Sie geben nur Alter, Körpergröße und Geschlecht des Patienten ein, wählen die gewünschte Testart und können sofort mit der Messung beginnen. Es ermittelt automatisch den besten Test und zeigt Ihnen in einfacher und übersichtlicher Form die Echtzeit-Grafik, die Interpretation und die Informationen zur Test-Qualitätskontrolle. Nach Beendigung des Tests können Sie den Bericht direkt über den integrierten Thermodrucker ausdrucken. Kein PC erforderlich.

Die nachhaltige Messtechnologie vom Typ „Fleisch-Pneumotachograph“ zeichnet sich neben absoluter Genauigkeit durch Langlebigkeit und geringe Folgekosten aus. Sie sparen teure Einweg-Messköpfe, -Turbinen und -Spiretten. Die Hygiene ist dank Bakterien-Viren-Filter optimal sichergestellt.

Leistungsmerkmale des Vitalograph Alpha IV

- ⊕ Integrierter Thermodrucker
- ⊕ Nachhaltige und hygienische Messtechnologie ohne teure Einweg-Messköpfe, -Turbinen und -Spiretten
- ⊕ Interpretation der Messergebnisse
- ⊕ Zukunftssicher durch diverse PC Erweiterungs-Optionen (Einbindung in Ihr Praxisnetzwerk, etc.)
- ⊕ Netz- oder Akkubetrieb
- ⊕ Alle Parameter für EBM, DMP und Arbeitsmedizin
- ⊕ Neue GLI Spirometrie-Sollwerte



Vitalograph ALPHA Connect

Bestseller ALPHA IV zusätzlich mit PC Spirometrie-Software und Schnittstelle zur Einbindung ins Praxisnetzwerk.

Vitalograph ALPHA Connect; wie ALPHA IV mit folgenden Erweiterungen

- ⊕ Das Spirometer für alle Anforderungen
- ⊕ Clevere Diagnose-Software mit tollen Animationen, Echtzeitkurven, Interpretation und Therapieverlauf
- ⊕ Verfolgen Sie die Messungen bequem auf Ihrem PC-Bildschirm
- ⊕ In Praxissoftware einbindbar via GDT-Schnittstelle

Geeignet für alle gängigen Praxissoftware-Systeme, z.B.:

- ✓ Albis
- ✓ COMPUMED M1
- ✓ ERGONOMED / PROFIMED
- ✓ x.comfort/x.concept/x.isynet
- ✓ ISIS MED
- ✓ MEDISTAR
- ✓ TURBOMED
- ✓ SAmAs
- ✓ Medisoft



Bestellinformationen

65003 Vitalograph ALPHA IV

65013 Vitalograph ALPHA IV Österreich

65403 Vitalograph Alpha Connect

65413 Vitalograph Alpha Connect Österreich

36020 Kalibrationspumpe 3-Liter für Praxis-QM (optional)

28350 BVF™ Bakterien-Viren-Filter mit Mundstück (50)

20303 Einmal-Nasenklappen (200)

Vitalograph micro™


Das beste Spirometer unter den Günstigen.

Mit dem Vitalograph micro™ entscheiden Sie sich für ein Qualitätsprodukt des Marktführers für die Allgemein- und Arbeitsmedizin – und das zu einem sensationellen Preis. Basierend auf mehr als 50 Jahren Spirometrie-Erfahrung hat Vitalograph ein zuverlässiges, kinderleicht zu bedienendes Einstiegsmodell entwickelt, das in seinem Preissegment einzigartig ist.

Das Vitalograph micro™ bietet alle erforderlichen Funktionalitäten insbesondere für die Allgemeinarztpraxis. Die Testergebnisse und Kurven werden auf dem farbigen Touchscreen angezeigt und bei Bedarf als übersichtliches PDF ausgelesen. Das PDF kann wahlweise über den PC gedruckt oder im Archivmodul der Praxissoftware abgelegt werden.

Die Messtechnologie (Pneumotachograph) wurde von den Vitalograph Premium-Modellen übernommen und kommt im Gegensatz zu Turbinen-Spirometern ohne empfindliche und bewegliche Teile aus. Das garantiert Langlebigkeit und höchste Messgenauigkeit – auch bei sehr niedrigen oder hohen Flussraten. Die Folgekosten pro Messung sind gering, da keine teuren Einweg-Messköpfe, -Turbinen und -Spiretten benötigt werden. Die Hygiene ist dank Bakterien-Viren-Filter optimal sichergestellt.

Ideal auch für die schnelle Spirometrie im Klinikbereich.



Leistungsmerkmale des Vitalograph micro™

- ⊕ Preiswertes Einstiegsmodell vom Marktführer für die Allgemein- und Arbeitsmedizin
- ⊕ Exakter, langlebiger Pneumotachograph-Messkopf (keine empfindlichen und beweglichen Teile wie beim Turbinen-Messverfahren)
- ⊕ Einfache, selbsterklärende Bedienung über Touchscreen mit großen Symbolen
- ⊕ Mit PC-Software zur Erstellung von Spirometrie-Berichten inklusive Kurven im PDF-Format
- ⊕ Geringe Folgekosten, keine teuren Einweg-Messköpfe, -Turbinen, -Spiretten oder -Atemrohre erforderlich
- ⊕ Ideal auch für die schnelle Spirometrie im Klinikbereich
- ⊕ Abrechenbar über EBM, DMP und GOÄ
- ⊕ Neue GLI Spirometrie-Sollwerte

Bestellinformationen

63303 Vitalograph micro™

36020 Kalibrationspumpe 3-Liter für Praxis-QM (optional)

28350 BVF™ Bakterien-Viren-Filter mit Mundstück (50)

20303 Einmal-Nasenklappen (200)

BVF™ Bakterien-Viren-Filter mit Mundstück

Der hygienische Ersatz für Pappmundstücke und Spiretten.

- Schützen Patient, Personal und Gerät vor Kontamination
- Sparen Zeit & Geld durch verringerten Reinigungsaufwand
- Optimale Hygiene Lösung für Ihr Praxis-QM-System
- Filtrationseffizienz von Bakterien und Viren über 99,999%
- Preiswerte Generik-Filter für Hersteller anderer Bodyplethysmographen und Spirometer erhältlich



Bestellinformationen

28350 Bakterien-Viren-Filter, blau (50 St.)

Passend für Spirometer von Vitalograph, Micro Medical, MIR, Cosmed und Vistec

29734 Adapter für Custo Vit M

29730 Adapter für Schiller SP-200

28363 Universal-Bakterien-Viren-Filter, transluzent (50 St.)

Passend für Jaeger / CareFusion, BD, Ganshorn und ZAN/nSpire, Custo (SpiroMobile)

20303 Einmal-Nasenklappen (200 St.)

Angenehm zu tragen, sparen Zeit und Geld.



Ihr Fachhandelspartner

Vitalograph GmbH
Rellinger Straße 64a
20257 Hamburg
Germany

Tel.: +49 40 547391-0
Fax: +49 40 547391-40
E-Mail: info@vitalograph.de
www.vitalograph.de

Vitalograph® are trademarks or registered trademarks of Vitalograph Ltd.



Vitalograph®
Ihr Spirometrie-Partner